

Indikationen.


- Lähmungen (zentral/peripher)
- Spastische Lähmungen
- Muskelschwäche

Häufige Ursache für Lähmungen und Muskelschwäche sind neuromuskuläre Funktionsstörungen wie sie z. B. bei einem Schlaganfall auftreten können.

Therapieziele.

Funktionelle Elektrostimulation kann unterstützend zur Ergo- und Physiotherapie eingesetzt werden. Durch elektrische Reizungen können gezielte Muskelkontraktionen sowie Bewegungen ausgelöst und motorische Funktionen verbessert werden. Regelmäßiges Üben mit KT Motion kann die Mobilität verbessern und Folgen von Bewegungsmangel mindern.

KRAUTH+TIMMERMANN ELEKTROSTIMULATION



Starke Impulse für die Neurorehabilitation.

Seit mehr als 40 Jahren versorgen wir Patient*innen mit zertifizierten Medizinprodukten für Funktionelle Elektrostimulation. Ob stationär oder ambulant – unsere verordnungsfähigen Hilfsmittel werden bundesweit in Kliniken, Rehazentren und Praxen sowie für die Heimtherapie genutzt. Weitere Infos:

☎ +49 40 60604-13 ✉ els@laehmungen-bewegen.de

🌐 www.laehmungen-bewegen.de

KRAUTH+TIMMERMANN
Elektrostimulation GmbH
Poppenbütteler Bogen 11
22399 Hamburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

Folgen Sie uns auch auf:



KT Motion. Mehr erfahren.

⚓ Qualität made in Hamburg



KT MOTION®

ALLTÄGLICHE BEWEGUNGEN SELBSTBESTIMMT ÜBEN

Verordnungsfähiges Hilfsmittel für die
häusliche Rehabilitation nach peripheren
und zentralen Lähmungen

Komplexe Bewegungen gezielt trainieren.

Funktionelle Elektrostimulation fördert den Ausgleich fehlender Funktionen bei zentralen und peripheren Lähmungen. Mit KT Motion können bis zu vier Muskelgruppen stimuliert und komplexe, alltagsrelevante Bewegungen gezielt ausgeführt werden.

Anwendungsbeispiele.

Hand öffnen trotz Spastik



Gegenstände greifen



Lähmungen bewegen mit KT Motion.

einfache Menüführung

Akku mit langer Laufzeit



großes, gut lesbares
Farbdisplay

komfortable Ladestation &
Ständer

Hilfsmittel-Nr.: 09.37.04.1

Gelähmte Gliedmaßen wieder bewegen. Mit Sensor gesteuerter Elektrostimulation.

Nach einem Schlaganfall oder Unfall sind viele Patienten durch Lähmungen und Spastiken in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Auch im Anschluss an die Reha ist meistens ein regelmäßiges Training verloren gegangener Bewegungsabläufe erforderlich. Ohne Hilfe ist dies jedoch oft kaum möglich. Unsere modernen Geräte für Funktionelle Elektrostimulation unterstützen Sie bei Ihrem täglichen Üben funktioneller Bewegungen - ganz bequem bei Ihnen zuhause.

Selbstbestimmtes Üben mit Sensor.

Bei der Funktionellen Elektrostimulation werden verschiedene Muskeln über Klebeelektroden auf der Haut stimuliert. Die elektrischen Impulse aktivieren die betroffenen Muskeln und stellen dem Nervensystem Reize für die Anbahnung funktioneller Bewegungen zur Verfügung. Mit der dynamischen und intuitiven Sensorsteuerung des KT Motion kann der Patient bestimmen, wann, wie lange und wie intensiv er die Bewegungen ausführen möchte.

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne:
+49 40 60604-13 | els@laehmungen-bewegen.de

Verordnungsfähiges Hilfsmittel.

KT Motion unterstützt die häusliche Rehabilitation von Lähmungen. Sie können bei Ihrer Kasse per Rezept die Kostenübernahme für das Hilfsmittel beantragen.

Rezepttext.

Rezeptmuster zum Download finden Sie auf unserer Website
www.laehmungen-bewegen.de/rezeptmuster/ oder
unter nebenstehendem QR-Code.



Ablauf Ihrer Hilfsmittelversorgung.

-  **Kostenlose Beratung mit unseren Experten**
-  **Ärztliche Verordnung**
-  **Rezepteinreichung + Angebot von K+T an die Kasse**
-  **Persönliche Einweisung in das Gerät**
-  **Regelmäßiges Heimtraining**

Privatzahlende und Privatpatienten.

Für Selbstzahlende besteht die Möglichkeit, das Gerät privat zu mieten oder zu kaufen. Patienten privater Krankenversicherungen erstellen wir gerne ein Angebot für die Einreichung bei ihrer Versicherung.