

Therapieziele.

Funktionelle Elektrostimulation kann Ihre therapeutischen Behandlungen unterstützen und Therapieprozesse beschleunigen.

Regelmäßiges Üben mit KT Motion kann

- das Wiedererlernen motorischer Funktionen fördern
- Spastiken reduzieren
- die Mobilität verbessern
- Folgen von Bewegungsmangel mindern
- die Kontraktionsfähigkeit des Muskels erhalten

Indikationen.

Für Patienten, die nach Verletzungen oder Erkrankungen einzelne Extremitäten nicht mehr vollständig bewegen können, wie z.B.:

- Schlaganfall
- Schädel-Hirn-Trauma
- Rückenmarksverletzung (inkomplett)
- Infantile Cerebralparese
- Multiple Sklerose
- Nervenschädigungen der Arme und Beine z.B. bei Bandscheibenvorfall oder Plexusparese

K+T
KRAUTH+TIMMERMANN
Elektrostimulation



Starke Impulse für die Neurorehabilitation.

Seit mehr als 35 Jahren versorgen wir Patienten mit zertifizierten Medizinprodukten für Funktionelle Elektrostimulation. Ob stationär oder ambulant – unsere verordnungsfähigen Hilfsmittel sind bundesweit in Kliniken, Rehazentren und Praxen sowie bei Patienten im Einsatz. Weitere Infos:

☎ 040/60 604 13

✉ els@laehmungen-bewegen.de

KRAUTH+TIMMERMANN GmbH
Elektrostimulation
Poppenbütteler Bogen 11
22399 Hamburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

⚓ Qualität made in Hamburg



KT MOTION®

ALLTÄGLICHE BEWEGUNGEN SELBSTBESTIMMT ÜBEN

Verordnungsfähiges Hilfsmittel für die häusliche Rehabilitation nach peripheren und zentral bedingten Lähmungen

Komplexe Bewegungen gezielt trainieren.

Unser Mehrkanalstimulator KT Motion fördert den Ausgleich fehlender Funktionen bei zentral bedingten und peripheren Lähmungen. Bis zu vier Muskelgruppen können stimuliert und komplexe, alltagsrelevante Bewegungen gezielt ausgeführt werden.

Anwendungsbeispiele.

Hand öffnen trotz Spastik

Gegenstände greifen



Lähmungen bewegen mit KT Motion.

einfache Menüführung


großes, gut
lesbares Farbdisplay

Akku mit langer Laufzeit

komfortable Ladestation
& Ständer



Hilfsmittel-Nr.: 09.37.04.1XXX



Gelähmte Gliedmaßen wieder bewegen. Mit Sensor gesteuerter Elektrostimulation.

Nach einem Schlaganfall oder Unfall sind viele Patienten durch Lähmungen und Spastiken in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Auch im Anschluss an die Reha ist meistens ein regelmäßiges Training verlorener Bewegungsabläufe erforderlich. Ohne Hilfe ist dies jedoch oft kaum möglich. Unsere modernen Geräte für Funktionelle Elektrostimulation unterstützen Sie bei Ihrem täglichen Üben funktioneller Bewegungen - ganz bequem bei Ihnen zuhause.

Selbstbestimmtes Üben mit Sensor.



Bei der Funktionellen Elektrostimulation werden verschiedene Muskeln über Klebeelektroden auf der Haut stimuliert. Die elektrischen Impulse aktivieren die betroffenen Muskeln und stellen dem Nervensystem Reize für die Anbahnung funktioneller Bewegungen zur Verfügung. Mit der dynamischen und intuitiven Sensorsteuerung des KT Motion kann der Patient bestimmen, wann, wie lange und wie intensiv er die Bewegungen ausführen möchte.

Verordnungsfähiges Hilfsmittel.

KT Motion unterstützt die häusliche Behandlung von Behinderungen durch Lähmungen. Wenn Ihre Behinderung ein tägliches Grundbedürfnis wie z.B. Greifen oder Gehen betrifft, haben Sie Anspruch auf ein Hilfsmittel. Sie können bei Ihrer Kasse per Rezept die Kostenübernahme beantragen, um:

- einer drohenden Behinderung vorzubeugen
- eine Behinderung auszugleichen

Ablauf Ihrer Hilfsmittelversorgung.



Kostenlose Erprobung und Beratung mit unseren Experten



Ärztliche Verordnung



Rezepteinreichung und Angebot von K+T an die Kasse



Persönliche Einweisung in das Gerät



Regelmäßiges Heimtraining

Privatzahler und Privatpatienten.

Für Selbstzahler besteht die Möglichkeit, das Gerät privat zu mieten oder zu kaufen. Patienten privater Krankenversicherungen erstellen wir gerne ein Angebot für die Einreichung bei ihrer Versicherung.

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne:
040/60 604 13 | els@laehmungen-bewegen.de